

Найменування	Склад	Кіл-сть	Опис	
Канюльована дріль 	1.Рукоятка	1	Робоча напруга	14.4В
			Вихідна потужність	100Вт
			Підвищення температури	≤25С
	2. Акумулятор	2	Напруга	14.4В
			Час заряджання	2-3 години
	3. Зарядний пристрій	1	Вхідна напруга	АС 110В - 220В, 50Гц
			Вихідна потужність	14.4В, 700мА
			Повна потужність на вході	30В·А
	4.Засіб для збереження стерильності	2		
5. Засіб для фіксації	1			
6. Захистний футляр	1			
Технічні характеристики				
Швидкість свердління кісток		0-1300 об/хв		
Шум дреля без навантаження		≤65 дБ		
Стерилізація				
Метод		Температура	Час	Сушіння
Швидке без тканини		129С-134С	10хв.	8хв.
Вакуум з пакувальною тканиною		129С-134С	4хв.	8хв.
100% Оксид етилену з тканиною		49С-57С	2год. 30хв.	8хв. провітрювання
Пара 132С з тканиною		129С-134С	35хв.	8хв.
Пара 132С з тканиною		121С-123С	50хв.	8хв.
Умови експлуатації та транспортування/зберігання				
Умови транспортування та зберігання	Температурний діапазон навколишнього середовища			-10С - +40С
	Діапазон відносної вологості			≤90%
	Діапазон атмосферного тиску			500гПа – 1060гПа
Робочий режим	Температурний діапазон навколишнього середовища			5С – 40С
	Діапазон відносної вологості			≤70%
	Діапазон атмосферного тиску			860гПа – 1060 гПа
	Напруга заряджання			220В±22В; 50Гц±1Гц
	Джерело електропостачання рукоятки (постійний струм)			12В±10%
Призначення	Призначений для роботи при виконанні хірургічних операцій з кістковою тканиною в травматології та ортопедії			